

Žádost o CENOVOU KALKULACI

Závazná OBJEDNÁVKA dle cenové kalkulace č.*:
(* číslo vypíše pouze v případě, že bylo žádáno o cenovou kalkulaci)

Odběratel:

Adresa:

IČO: DIČ:

Tel. / Fax:

MAXIS a. s.

Na Potůčkách 163
757 01 Valašské Meziříčí
Fax: +420 571 616 271
Tel.: +420 571 633 511
e-mail: kalkulace@maxis-medica.com
zakazky@maxis-medica.com
www.maxis-medica.cz

Kompresivní výrobky zhotovené na míru jsou hrazeny pojišťovnou do výše úhrady a kódu schváleného revizním lékařem pojišťovny. Míry odebírejte ráno na končetině bez otoku. Za případné chyby v naměřených velikostech a kódech ručí objedávající. Kompresivní návleky na míru nelze vyměňovat. Není-li sjednáno jinak, je výrobek zasílán pouze na dobírku!

Pacient: Věk:

Název výrobku:

Kompresivní třída: II. III. Počet kusů:

Obvodové míry

g

f

e měřeno při mírném ohybu lokte

d

c¹

c

obvod palce

a

Měřeno k ramínku podprsenky G-H

délková míra přes vnější loketní ohyb

upínání přes hrudník H-K-H

cm

Délkové míry

C-G

C-F

C-E

C-D

C-C1

A-C

a – obvod dlaně

c – obvod zápěstí

c¹ – obvod v místě ukončení rukavice

d – obvod předloktí

e – obvod přes loket

g – obvod pod paží

Délka návleku bez rukavice C-G

Délka rukavice A-C1

Provedení:

s rukavicí (bez prstů)

bez rukavice

návlek a rukavice – odděleně

samostatná rukavice

Zakončení:

s úchytem H-K-H

se samodržícím lemem, šíře 2,5 cm

se samodržící krajkou, šíře 4 cm

Barva: tělová

Kód ZP 45400 / 1 ks PN, Rukavice

Kód ZP 45401 / 1 ks PNR, PN+R

Razítko:

Příjmení:

Podpis:

Přehled kódů a úhrad od 1. 6. 2016

Kód VZP	Název ZP	Doplňk názvu	Maximální úhrada VZP	Preskripce
0045400	Zakázkově zhotovovaný ZP, kompresivní kruhové pletení II.K.T., III.K.T.	<ul style="list-style-type: none">• KEP lýtkové (pár)• stehenní úchyt pas (kus)• pažní návlek bez rukavice (kus)• rukavice (kus)	500,00 Kč	DRV, CHR, INT, J16
0045401	Zakázkově zhotovovaný ZP, kompresivní kruhové pletení II.K.T., III.K.T.	<ul style="list-style-type: none">• KEP stehenní (pár)• polostehenní (pár)• pažní návlek komplet + rukavice (kus)• kalhoty punčochové (kus)	1 000,00 Kč	DRV, CHR, INT, J16

Jiné požadavky:

Metodika – postup pro schválení a výrobu zakázkově zhotoveného zdravotnického prostředku

1. Správné přiřazení zakázkového kódu VZP dle výše uvedené tabulky.
2. Zažádání o předběžnou kalkulaci u výrobce. Kontakt v hlavičce formuláře – e-mail: kalkulace@maxis-medica.com, nebo mobil: +420 725 572 088
3. Vyplnění obvodových a délkových mír pacienta v technickém listu.
4. Zaslání žádanky, poukazu, technického listu a předběžné kalkulace příslušnému reviznímu lékaři.
5. Po schválení poukazu revizním lékařem objednání výrobku lékárnou či zdravotní výdejnou u výrobce.