

## MAXIS a.s.

Na Potůčkách 163  
757 01 Valašské Meziříčí, ČR  
Fax: +420 571 616 271  
Tel.: +420 571 633 511  
zakazky@maxis-medica.com  
www.maxis-medica.sk

Odberateľ: .....

Adresa: .....

IČO: ..... DIČ: .....

Tel. / Fax: .....

### Vyznačte spôsob dodania 1) alebo 2):

1) Na priamo:  do lekárne/výdajne ZP

2) Cez distribútora:  Med-Art s.r.o.  Phoenix ZZ a.s.  Unipharma  DL PHARM s.r.o.  Balatrade s.r.o.  Pro-Sanita

## Druh výrobku a kódy ŠÚKL (označte vždy len jeden požadovaný druh)

		Preskripčné obmedzenie	Kód ŠÚKL	Materiál	
				① MICRO PROTECTION	② BAVLNA
AD	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00147	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AD lem	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00147	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AF	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00148	<input type="checkbox"/>	-
AF krajka	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00148	<input type="checkbox"/>	-
AF lem	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00148	<input type="checkbox"/>	-
AG	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00149	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AG krajka	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00149	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AG lem	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00149	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AG-HB (s upínaním)	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00149	<input type="checkbox"/>	-
AT (dámske)	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00150	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AT-U (tehotenské)	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK, GYN	G00150	<input type="checkbox"/>	-
AT-H (pánske)	1 ks	ANG, CCHI, CHI, INT, RHB, ONK	G00150	<input type="checkbox"/>	-

Pozn: ① MICRO PROTECTION – micro vlákno s antibakteriálnou a protiplesňovou úpravou

② BAVLNA (COTTON) – bavlnené vlákna s antibakteriálnou a protiplesňovou úpravou MICROCAPSULE SILVER a ALOE VERA

<p>Meno pacienta: .....</p> <p>.....</p> <p>Telefón: .....</p> <p>Vek: .....</p> <p>Kompresívna trieda: <input type="checkbox"/> I. <input type="checkbox"/> II. <input type="checkbox"/> III. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> II. <input type="checkbox"/> BAVLNA</p> <p>Počet kusov: .....</p> <p><b>POZOR:</b> Je potrebné uviesť všetky príslušné obvodové miery! Pre každú obvodovú mieru je potrebná miera dĺžková! Dĺžkové miery sa merajú na vnútornej strane nohy, od päty k príslušnému mernému bodu.</p> <p>Kompresívne výrobky vyrobené na mieru sú plne preplácané zdravotnými poisťovňami. Miere merajte ráno na končatine bez opuchu. Za prípadné chyby v nameraných veľkostiach a kódoch ručí objednávajúci. Kompresívne pančuchy na mieru nie je možné vymieňať.</p>	<p><b>OBVODOVÉ MIERY (cm)</b></p> <p>Obvod ľavej končatiny      Obvod pravej končatiny</p> <p>f <input type="text"/> <input type="text"/>      g <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>h <input type="text"/> <input type="text"/>      f <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>k <input type="text"/> <input type="text"/>      e <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>g <input type="text"/> <input type="text"/>      d <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>f <input type="text"/> <input type="text"/>      c <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>e <input type="text"/> <input type="text"/>      b<sub>1</sub> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>d <input type="text"/> <input type="text"/>      b <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>c <input type="text"/> <input type="text"/>      y <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b<sub>1</sub> <input type="text"/> <input type="text"/>      a <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>b <input type="text"/> <input type="text"/>      a <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>y <input type="text"/> <input type="text"/>      a <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>a <input type="text"/> <input type="text"/>      a <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><b>DĹŽKOVÉ MIERY (cm)</b></p> <p>K<sub>1</sub>T <input type="text"/> <input type="text"/>      K<sub>2</sub>T <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>ľavá      pravá</p> <p>A-H <input type="text"/> <input type="text"/>      A-T <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>A-K<sub>1</sub> <input type="text"/> <input type="text"/>      merané od podložky</p> <p><input type="text"/> A-G <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> A-F <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> A-E <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> A-D <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> A-C <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> A-B<sub>1</sub> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p><input type="text"/> A-B <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>A <input type="text"/> <input type="text"/></p>
	<p><b>Vyhotovenie špičky:</b></p> <p><input type="checkbox"/> otvorená (bez špičky)</p> <p><input type="checkbox"/> uzavretá (so špičkou)</p>	<p><b>Dĺžka chodidla:</b></p> <p>bez špičky ..... cm</p> <p>so špičkou ..... cm</p>

Dátum a pečiatka:

Objednávateľ:

Podpis:

**Špeciálne požiadavky – špeciálna zložitá výroba**

- Kompresia v špičke
- Kompresia cez brucho
- Nekĺzavý lem na začiatku pančuchy – chodidle (pri pančuchách bez špice)
- Otvor na miesto klinu na pančuchových nohaviciach
- Legíny
- Pančuchové nohavice iba na jednu končatinu

**Iné špeciálne požiadavky:**